

A tous les attributaires d'un plan de chasse « cerf »

## PRESENTATION OBLIGATOIRE DES TROPHEES DE CERFS

(Bilan Saison 2020/2021)

Présentation du trophée nettoyé accompagné de son numéro de bracelet et d'une ½ mâchoire inférieure (pour déterminer l'âge de l'animal)

### PERMANENCE A LA FDC18 - BOURGES

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :

(sous réserve d'évolution des conditions sanitaires)

**Présentez-vous directement au sous-sol par la voie d'accès extérieure**

**Jeudi 4 mars 2021**

**Vendredi 5 mars 2021**

**Lundi 8 mars 2021**

### PERMANENCE A LA MAIRIE DE PRESLY :

**Samedi 6 Mars 2021 de 8 h à 12 h**

**Merci de respecter les gestes barrières lors de ces permanences : port du masque, solution hydroalcoolique, distanciation sociale...**

## Préparation des Trophées (Cerfs et Brocards)

*Tout chasseur souhaitant conserver un trophée a 2 possibilités : le conserver « en cape » ou « en massacre ». C'est la technique de préparation du « massacre » que nous allons maintenant vous expliquer.*

*Il s'agit là d'un travail à la portée de tous et n'ayant pas de commune mesure avec la préparation « en cape » relevant de la taxidermie, davantage réservée aux spécialistes.*

- 0- Préparer le crâne le plus tôt possible afin d'éviter la putréfaction.
- 1- Dépouiller la tête de sa peau et du maximum de chair.
- 2- Séparer les mâchoires, enlever langue, yeux et vider la cavité cervicale.
- 3- Après avoir décharné du mieux possible, immerger le crâne et la mâchoire inférieure dans un récipient d'eau froide pendant une journée en renouvelant l'eau régulièrement. Cette opération a pour objet de purger les vaisseaux sanguins et ramollir les chairs.
- 4- Faire bouillir le crâne et la mâchoire dans une lessiveuse remplie d'eau pendant une demi-heure. Le crâne doit être en permanence immergé en maintenant les bois hors de l'eau. (Pour éviter la décoloration).
- 5- Sortir crâne et mâchoire, les dépouiller au maximum de chair et cartilages
- 6- Replonger le crâne dans de l'eau propre additionnée de 300 gr de cristaux de soude pour 6 litres d'eau. Porter à ébullition pendant 20 minutes.
- 7- Retirer les dernières particules carnées. Rincer le crâne et le brosser avec un détergent moussant. Laisser sécher 48 heures.
- 8- Pour un blanchissement impeccable, envelopper le crâne dans de la ouate et imbiber avec de l'eau oxygénée à 110 % de volume (en pharmacie) pendant une heure.

### Présentation des trophées

**1<sup>ère</sup> solution :** Garder le crâne blanchi avec la mâchoire supérieure entière.

**2<sup>ème</sup> solution :** Couper à l'aide d'une scie à denture fine la mâchoire supérieure d'une coupe allant de l'os nasal, en passant par la moitié de l'orbite, jusqu'à la boîte crânienne (voir schéma). Vous pouvez alors fixer votre trophée sur un écusson.

